

Объявление № 31

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

1. **Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа:** КГП «Федоровская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

2. **Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники (далее – товары), объем закупа, сумма выделенная для закупа по каждому товару:**

№ п/п	Наименование	Характеристика			Ед. изм.	Кол- во	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1	Бокс микробиологической безопасности	№ п/п	Общие характеристики системы	Требования	штука	1	3 472 000,0
		1	Общие требования:				
		1.1	Наименование оборудования	Бокс микробиологической безопасности класс II тип А2 для защиты оператора, продукта и окружающей среды			
		1.2	Срок поставки оборудования				
		1.3	Срок предоставления гарантии (со дня ввода в эксплуатацию)	Не менее 24 месяцев			
			Документация:				
		1.4	Наличие декларации соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»	Соответствие			
		1.5	Наличие сертификата соответствия изделия требованиям следующих нормативных документов: - ГОСТ Р EN 12469-2010; - ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3.4); - ГОСТ Р 52319-2005 (МЭК 61010-1:2001); - ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001); - ГОСТ Р 51522-99	Соответствие			
		2	Технические требования:				
		2.1	Вертикальный нисходящий однонаправленный (ламинарный) поток воздуха. Отсутствие риска контаминации из пеленума.	Соответствие			
		2.2	Бокс предназначен для оснащения отдельных рабочих мест медицинских, фармацевтических и других учреждений, осуществляющих работу с патогенными биологическими агентами и микроорганизмами согласно СП 1.3.2322-08, СП 1.3.2518-09, СП 1.3.3118-13.	Соответствие			
		2.3	Соответствия требованиям класса чистоты воздуха рабочей камеры по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017	5 ИСО			
		2.4	Класс бокса согласно ГОСТ Р EN 12469-2010, EN-12469, NSF/ANSI 49-2009	II			
		2.5	Тип бокса согласно NSF/ANSI 49-2009	A2			
		2.6	Класс установленных HEPA-фильтров по ГОСТ Р EN 1822-1-2010	H14			
		2.7	Габариты ламинарного бокса с подставкой (ШхГхВ), мм	Не более 1200х770х2150			
		2.8	Габариты рабочей камеры ламинарного бокса (ШхГхВ), мм	Не менее 1105*610*750			
		2.9	Размеры рабочего проема (ШхВ), мм	Не менее 1080*195			
		2.10	Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей	0,35			

		камере, не менее м/с:			
2.11		Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем, не менее, м/с	0,44		
2.12		Степень рециркуляции воздуха в боксе, %	70		
2.13		Работа от сети переменного тока частотой, Гц номинальным напряжением, В	50 220-240		
2.14		Потребляемая мощность (без учета нагрузки на блок розеток), Вт	Не более 180		
2.15		Суммарная максимально допустимая нагрузка на блок розеток, Вт	Не более 1000		
2.16		Масса ламинарного бокса с подставкой (нетто), кг	Не более 235		
		Бактерицидная лампа, мощностью, Вт	Не менее 30		
2.17		Мощность лампы освещения, Вт	39		
2.18		Освещение рабочей камеры, Лк	Не менее 1000		
2.19		Уровень шума, Дб	Не более 59		
2.20		Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м ³ /ч	Не более 817		
2.21		Суммарное выделение тепла боксом при работе, Вт	60		
3		Комплектация:			
3.1		Лицевое стекло – распашное, материал стекла «триплекс», механизм открывания, закрывания и удерживания стекла в открытом положении снабжен газовыми амортизаторами. Конструкция не содержит быстро изнашиваемые механизмы и части (тросы) Не допускается механизм подъема стекла на противовесах, «скользящее стекло».	Наличие		
3.2		Демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла	Наличие		
3.3		Закаленные боковые стекла	Наличие		
3.4		Освещение рабочей камеры	Наличие		
3.5		2 розетки в рабочей камере бокса (справа на задней стенке)	Наличие		
3.6		Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки	Наличие		
3.7		Количество секций комплекта съемных столешниц из нержавеющей стали	Не менее 3		
3.8		Количество усилителей столешницы	Не менее 3		
3.9		Количество опор столешниц	Не менее 2		
3.10		Съемная подставка для рук из нержавеющей стали	Наличие		
3.11		Выдвижной блок УФО рабочей камеры (в нерабочем положении находится за пределами рабочей камеры, под ее основанием). На время обработки рабочей камеры, выдвигается в «положение полностью закрыто», что гарантирует максимально надежную защиту персонала, предотвращает выброс ПБА из рабочей зоны согласно СП 1.3.2322-08 п.2.4.5. Не допускается стационарный УФО рабочей камеры.	Наличие		
3.12		Металлическая защита лампы УФ-облучения	Наличие		
3.13		Демпферы для предотвращения удара при опускании подъемной заслонки рабочего проема	Наличие		
3.14		Количество фильтров для удаления	Не менее 1		

		воздуха из бокса				
3.15		Количество фильтров на входе в рабочую камеру	Не менее 1			
3.15		Пульт управления боксом – кнопочный с ЖК-дисплеем	Наличие			
3.16		Электромагнитный считыватель и электромагнитные ключи доступа	Наличие			
3.17		Датчики параметров воздушных потоков	Наличие			
3.18		Датчики положения лицевого стекла и блока УФ-облучения	Наличие			
3.19		Индивидуальный предохранитель на линию электрического питания основных функций бокса (вентилятор, освещение, УФ-облучение)	Наличие			
3.20		Индивидуальный предохранитель на розетки, установленные в рабочей камере	Наличие			
3.21		Кабель питания	Наличие			
3.22		Балансировочная заслонка выпускного проема для регулировки воздушных потоков	Наличие			
3.23		Встроенный штупер отбора проб воздуха перед НЕРА-фильтрами для проверки их целостности	Наличие			
3.24		Подставка – рамочная с полкой для ног	Наличие			
3.25		Транспортировочные колеса для перемещения бокса	Наличие			
3.26		Винтовые опоры для стационарной установки бокса на место эксплуатации	Наличие			
4		Микропроцессорная система управления боксом:	Наличие			
4.1		Автоматическая блокировка пульта управления, чтобы предотвратить возможность управления боксом неуполномоченными лицами, а также предотвратить случайное нажатие на кнопки и выключение работающих основных функций бокса во время выполнения работы в боксе – доступ к управлению боксом обеспечивается индивидуальными электромагнитными ключами	Наличие			
4.2		Язык меню	Русский, английский, немецкий			
4.3		Индикация включения бокса	Наличие			
4.4		Включение/выключение освещения рабочей камеры и индикация включения освещения	Наличие			
4.5		Включение/выключение вентилятора и индикация включения вентилятора	Наличие			
4.6		Включение/выключение УФ-облучения и индикация включения УФ-облучения	Наличие			
4.7		Установка интервала работы УФ-облучения с отображением оставшегося времени работы	Наличие			
4.8		Счетчик общего времени наработки лампы УФ-облучения	Наличие			
4.9		Автоматическое отключение УФ-облучения при попытке открытия переднего стекла или крышки блока УФ-облучения	Наличие			
4.10		Автоматическое поддержание заданных параметров воздушных потоков, возникающих при работе бокса, вне зависимости от степени загрязненности НЕРА-фильтров	Наличие			
4.11		Автоматическое срабатывание	Наличие			

		звуковой и визуальной аварийной сигнализации при нарушении нормальных режимов работы с отображением предупреждающих надписей: - «Ламинарный поток нарушен»; - «Заблокирована перфорация»; - «Не установлен блок УФО»; - «Открыто стекло»; - «Не установлена столешница»; - «Низкая скорость входящего потока»; - «Низкая скорость нисходящего потока»; - «Высокая скорость нисходящего потока»			
	4.12	Специальные режимы для проведения санитарной обработки: - режим «Деконтаминация» - для обработки бокса парами формальдегида; - режим «Очистка» - для санитарной обработки рабочей камеры с включенным вентилятором	Наличие		
	4.13	Индикация засоренности НЕРА-фильтров	Наличие		
	4.14	Режим управления электромагнитными клапанами в магистралях подачи технологических сред (только для боксов, оборудованных лабораторными кранами)	Наличие		
	4.15	Индикация общих данных: - код изделия по каталогу; - заводской номер изделия; - дата выпуска; - код системной платы; - версия программного обеспечения; - общее время наработки вентилятора; - общее время наработки НЕРА-фильтров; - общее время наработки лампы УФО; - дата следующей поверки	Наличие		
	4.16	Сервисные режимы для настройки и балансировки параметров воздушных потоков	Наличие		
	5	Данные о техническом обслуживании:			
	5.1	Техническое обслуживание в гарантийный период эксплуатации (если это предусмотрено технической документацией)	Наличие		
	В стоимость оборудования включена доставка установка и пусконаладочные работы				

1. Место поставки: 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

2. Сроки и условия поставки: Поставка осуществляется за счет поставщика, его силами и средствами с момента вступления в силу договора о закупе до 30 декабря 2019 года. Товары отгружаются силами поставщика. Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1, административный корпус, бухгалтерия, время с 8.30 до 17.30 часов (обеденный перерыв с 13.00 по 14.00 часов) по 21 ноября 10.30 часов включительно.

3. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 21 ноября 2019 года, время 10.45 часов 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1, административный корпус, бухгалтерия.

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные

заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.

Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-71442-23256, 21250.

Главный врач



М.С. Сырғабаев