

КГП «Федоровская ЦРБ» адрес: с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:

Наименование товара:

№ п/п	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол- во	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1	Аппарат магнитотерапевтический	предназначен для терапии низкочастотным, низкоинтенсивным магнитным полем при лечении больных с острыми и хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхолегочной, нервной, опорно-двигательной систем, внутренних органов, нарушений иммунитета, при травматических повреждениях и их осложнениях. Аппарат обеспечивает формирование непрерывных и прерывистых импульсных магнитных полей (бегущее, неподвижное), различающихся по конфигурации, интенсивности, направлению и скорости перемещения магнитного поля в пространстве. Возможность одномоментно воздействовать на сравнительно большие площади (например, конечности), сочетание этого воздействия с локальным повышает эффективность применения магнитотерапии, в результате чего быстро снимается отек, воспаление, стимулируется иммунитет и процессы регенерации. Аппарат может применяться в физиотерапевтических кабинетах лечебных и лечебно-профилактических учреждений, а так же в домашних условиях по рекомендации врача. Аппарат эксплуатируется в следующих условиях: - температура окружающего воздуха от +10 °С до +35 °С; - относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25 °С. Аппарат работоспособен при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В (-10%, +10%). Электрическая мощность, потребляемая аппаратом, 50±7,5 ВА. Параметры и характеристики импульсных магнитных полей. Амплитудное значение индукции на поверхности индукторов излучателей: а) для вида «бегущее» поле: - для основного излучателя и линейки излучающей гибкой от 2 до 25 мТл б) для вида «неподвижное» поле: - для основного излучателя и линейки излучающей гибкой от 2 до 6 мТл - для локального излучателя от 2 до 45 мТл Абсолютное отклонение амплитудного значения индукции на поверхности индукторов для значений от 2 до 20 мТл от заданного (А) в пределах $\square [0,2A + 0,6]$ мТл, для значений от 25 до 45 мТл – в пределах $\square 6,3$ мТл; Частота следования импульсов магнитного поля: Для основного излучателя и линейки излучающей гибкой: а) для вида «бегущее» поле: - от 1 имп/с до 75 имп/с при индукции 25 мТл; - от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2-20 мТл; б) для вида «неподвижное» поле: - от 1 имп/с до 16 имп/с при индукции 2-6 мТл; Для локального излучателя: - от 1 имп/с до 50 имп/с при индукции 35-45 мТл; - от 1 имп/с до 100 имп/с при индукции 2-30 мТл. Относительное отклонение частоты следования импульсов магнитного поля в пределах 5%; Диапазон временных интервалов общего магнитного воздействия от 1 до 30 мин. Относительное отклонение времени экспозиции цикла лечения в пределах $\square 5\%$. Аппарат обеспечивает возможность хранения в энергонезависимой памяти 79 программ воздействия, в которых	штука	1	336 000,0

		заложены параметры и типы магнитного поля, а так же время общего воздействия. Температура поверхности излучателей не более 41 °С. Время установления рабочего режима аппарата не более 30 с. На излучателях аппарата предусмотрена маркировка полярности магнитного поля: «N» – север, «S» - юг. Аппарат обеспечивает обнаружение основных неисправностей, сигнализацию о них и автоматическое прекращение режима воздействия. Аппарат обеспечивает индикацию следующих параметров и режимов: - номера программы; - времени экспозиции; - кода неисправности; - наличия магнитотерапевтического воздействия; - активации/деактивации излучателей; - формирования магнитного поля в излучателях; <i>Средний срок службы аппарата не менее 5 лет.</i>			
2	Тонометр внутриглазного давления	Предназначен для измерения внутриглазного давления через веко в пределах от 5 до 60 мм рт. ст. у взрослых и детей без использования анестетиков. Противопоказания к применению: - патологические состояния верхнего века (воспалительные заболевания, рубцы, деформация века); - выраженная патология склеры и/или конъюнктивиты в области измерения. 1.2 Климатические условия эксплуатации тонометра: - температура воздуха от +10⁰С до +35⁰С; - относительная влажность воздуха до 80% при температуре +25⁰С. 1.3 Состав тонометра В тонометр входят следующие принадлежности: - контрольное устройство; - футляр. Контрольное устройство служит для контроля работоспособности тонометра в процессе всего периода его эксплуатации. Параметр упругости этого устройства эквивалентен параметру упругости глаза характерного для значения внутриглазного давления в пределах от 15 до 25 мм рт. ст. Футляр служит для временного хранения тонометра. Конструкция ложемент футляра под тонометр позволяет значительно снизить механические воздействия на тонометр при его переноске. 1.4 Технические характеристики тонометра 1.4.1 Габаритные размеры не более 176х26х20 мм. 1.4.2 Масса вместе с элементами питания не более 80 г. 1.4.3 Питание тонометра осуществляется от двух элементов питания типа АААА 1,5 В. 1.4.4 Работоспособность тонометра обеспечивается при напряжении питания от «» (3,3 В) до «» (2,0 В). 1.4.5 При измерении давления в пределах от 5 до 26 мм рт. ст. абсолютная погрешность измерения составляет  2 мм рт. ст., при измерении давления от 26 до 60 мм рт. ст. относительная погрешность составляет 10% от измеряемого значения. 1.4.6 Максимальный ток потребления в выключенном состоянии тонометра 60 мкА, во включенном состоянии в режиме «Ожидание» измерения 4 мА, в режиме измерения 60 мА. 1.4.7 Время одного измерения не более 2 с. 1.4.8 Наружные поверхности тонометра устойчивы к дезинфекции химическим методом любым раствором, разрешенным к применению в медицинской практике для изделий из пластмасс и металлов от инфекции вида дерматофития. 1.4.10 Средний срок службы тонометра не менее 5 лет. 1.5 Краткое описание тонометра 1.5.1 Устройство и работа В основу принципа действия тонометра заложен метод измерения периода свободных колебаний возбужденной системы, состоящей из роговицы глаза, прикрытой веком, и	штука	1	180 000

	груза в виде электромагнитного вибратора. Период этих свободных колебаний характеризует упругие свойства глазного яблока, которые, в свою очередь зависят от величины внутриглазного давления. Вибратор обеспечивает возбуждение системы и преобразование механических колебаний в сигнал электрических колебаний, который после соответствующего преобразования отражается на дисплее в виде значения давления. Конструктивно вибратор состоит из подвижной электромагнитной катушки и штока (на оси которой расположен постоянный магнит), связанного с катушкой посредством мембранных пружин определенной жесткости. Влияние века на результаты измерения исключается за счет статического сжатия века штоком до начала и в процессе измерения. Вибрационное воздействие на систему «глаз-вибратор» осуществляется штоком каждый раз после измерения периода свободных колебаний системы.			
--	--	--	--	--

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ЕЛАМЕД-KZ»	010240001244	07.10.2019г. 16 часов 40 минут

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№ п/п	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

2. Наименование потенциальных поставщиков и заявленные цены потенциальных поставщиков с ценовыми предложениями.

№ лота	Наименование товара	Кол-во	Выделенная сумма по лоту	Цена потенциальных поставщиков по лоту
				1
				ТОО «ЕЛАМЕД-KZ»
1	Аппарат магнитотерапевтический	1	336 000,0	335 000,0
2	Тонометр внутриглазного давления	1	180 000,0	179 000,0

3. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем ТОО «ЕЛАМЕД-KZ» БИН 010240001244, по следующим позициям:

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Магнитотерапевтический аппарат «Алмаг-02», код 80	штука	1	335 000,0	335 000,0
2	Тонометр внутриглазного давления ТВГД-01, код 2390	штука	1	179 000,0	179 000,0
Итого:					514 000,0

- Организатору закупок «КГП «Федоровская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупок в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников

- акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
- 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.
- 9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям установленным пунктом 14 настоящих Правил.

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Главный врач



Сыргабаев М.С.