

КГП «Федоровская РБ» адрес: с. Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1 провела закупки способом запроса ценовых предложений следующих товаров:
Наименование товара:

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа (тенге)
1	Маточный манипулятор для диагностики и субтотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический маточный манипулятор предназначен для манипуляций, диагностики и субтотальной гистерэктомии в гинекологии и проктологии. Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и атравматический перфорированный тупой наконечник на другом. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет оптимально манипулировать маткой во время диагностических и хирургических процедур. Длина наконечника может изменяться и адаптироваться к размерам матки за счёт установки пластиковых редукторов (не менее 25 мм и не более 35 мм), выполняющих одновременно функцию ограничителей. Благодаря тому, что наконечник имеет достаточно большой диаметр по всей длине и располагается не только в цервикальном канале, но и в полости матки, маткой можно безопасно и легко манипулировать (например, при субтотальной гистерэктомии при матке небольших размеров или для хорошей экспозиции при работе в Дугласовом пространстве). К манипулятору подсоединена всасывающая трубка с Y-образным разъемом для подключения к вакуумной установке (аспиратору). Всасывающий эффект достигается либо за счет подключения к аспиратору или при помощи шприца (не менее 50 мл). Маточный манипулятор поставляется вместе с атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Стержень: диаметр не менее 4 мм, длина: не более 250 мм Наконечник с резьбой: диаметр не менее 6,5мм, длина: не более 90 мм Зонд-расширитель: длина не более 330мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: наконечник, 2 редуктора, всасывающая трубка с Y-образным разъемом. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности – 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.	штука	3	66000,0
2	Маточный манипулятор для тотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический маточный	штука	7	409500,0

		манипулятор предназначен для раскрытия матки (то есть проникновение внутрь и вокруг брюшной полости). Кроме того, устройство позволяет обследовать заднюю часть влагалища в случае полной гистерэктомии, при сохранении пневмоперитонеума. Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и острый винтовой наконечник на другом. Перфорирующий направляющий клапан из пластика может свободно вращаться и перемещаться, что позволяет проводить точную перфорацию (удаление матки). Баллон позволяет гарантировать сохранение пневмоперитонеума в брюшной полости. К баллону подсоединена трубка с разъемом Люер-лок и клапаном на конце для присоединения к шприцу, посредством которого раздувается баллон. В конце операции рукоятка баллона (соединена с баллоном) позволяет поддерживать пневмоперитонеум. Маточный манипулятор поставляется вместе с атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330 мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Маточный манипулятор: длина не более 480 мм Стержень: диаметр не более 4 мм, длина: не более 380 мм (рабочая длина не менее 300 мм) Наконечник с резьбой: диаметр не более 6 - 16 мм, длина: не более 80 мм Зонд-расширитель: длина не более 330 мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: перфорирующий направляющий клапан, баллон, рукоятка баллона. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности - 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.			
--	--	--	--	--	--

1. Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИИН)	Дата и время подачи заявки
1	ТОО «ОрдаМед Костанай»	131140026382	23.01.2023г. 14 часов 03 минуты

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

№	Наименование поставщика, адрес	ФИО
1	-	-

2. Наименование потенциальных поставщиков и заявленные цены потенциальных поставщиков с ценовыми предложениями.

№ лота	Наименование	Характеристика	Кол-во	Выделенная сумма по лоту	1
					ТОО «ОрдаМед Костанай»
1	Маточный манипулятор для диагностики и субтотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический	3	66000,0	66000

		маточный манипулятор предназначен для манипуляций, диагностики и субтотальной гистерэктомии в гинекологии и проктологии. Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и атравматический перфорированный тупой наконечник на другом. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет оптимально манипулировать маткой во время диагностических и хирургических процедур. Длина наконечника может изменяться и адаптироваться к размерам матки за счёт установки пластиковых редукторов (не менее 25 мм и не более 35 мм), выполняющих одновременно функцию ограничителей. Благодаря тому, что наконечник имеет достаточно большой диаметр по всей длине и располагается не только в цервикальном канале, но и в полости матки, маткой можно безопасно и легко манипулировать (например, при субтотальной гистерэктомии при матке небольших размеров или для хорошей экспозиции при работе в Дугласовом пространстве). К манипулятору подсоединена всасывающая трубка с Y-образным разъемом для подключения к вакуумной установке (аспиратору). Всасывающий эффект достигается либо за счет подключения к аспиратору или при помощи шприца (не менее 50 мл). Маточный манипулятор поставляется вместе с атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Стержень: диаметр не менее 4 мм, длина: не более 250 мм Наконечник с резьбой: диаметр не менее 6,5мм, длина: не более 90 мм Зонд-расширитель: длина не более 330мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: наконечник, 2 редуктора, всасывающая трубка с Y-образным разъемом. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности – 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.			
2	Маточный манипулятор для тотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический маточный манипулятор предназначен для раскрытия матки (то есть проникновение внутрь и вокруг брюшной полости). Кроме того, устройство позволяет обследовать заднюю часть влагалища в случае полной гистерэктомии, при сохранении пневмоперитонеума.	7	409500,0	409500

		Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и острый винтовой наконечник на другом. Перфорирующий направляющий клапан из пластика может свободно вращаться и перемещаться, что позволяет проводить точную перфорацию (удаление матки). Баллон позволяет гарантировать сохранение пневмоперитонеума в брюшной полости. К баллону подсоединена трубка с разъемом Люер-лок и клапаном на конце для присоединения к шприцу, посредством которого раздувается баллон. В конце операции рукоятка баллона (соединена с баллоном) позволяет поддерживать пневмоперитонеум. Маточный манипулятор поставляется вместе с атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330 мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Маточный манипулятор: длина не более 480 мм Стержень: диаметр не более 4 мм, длина: не более 380 мм (рабочая длина не менее 300 мм) Наконечник с резьбой: диаметр не более 6 - 16 мм, длина: не более 80 мм Зонд-расширитель: длина не более 330 мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: перфорирующий направляющий клапан, баллон, рукоятка баллона. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности - 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.			
--	--	---	--	--	--

3. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №375 от 4.06.21 г. главы 9 пункта 100 принято решение признать закуп способом запроса ценовых предложений, состоявшимся и определить победителем ТОО «ОрдаМед Костанай» БИН 131140026382, по следующим позициям:

№ ло та	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Сумма, выделенная для закупки (тенге)
1	Маточный манипулятор для диагностики и субтотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический маточный манипулятор предназначен для манипуляций, диагностики и субтотальной гистерэктомии в гинекологии и проктологии. Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и атравматический перфорированный тупой наконечник на другом. Эргономичный дизайн рукоятки позволяет оптимально манипулировать маткой во время диагностических и хирургических процедур. Длина наконечника может изменяться и адаптироваться к	штука	3	22000	66000,0

		размерам матки за счёт установки пластиковых редукторов (не менее 25 мм и не более 35 мм), выполняющих одновременно функцию ограничителей. Благодаря тому, что наконечник имеет достаточно большой диаметр по всей длине и располагается не только в цервикальном канале, но и в полости матки, маткой можно безопасно и легко манипулировать (например, при субтотальной гистерэктомии при матке небольших размеров или для хорошей экспозиции при работе в Дугласовом пространстве). К манипулятору подсоединена всасывающая трубка с Y-образным разъемом для подключения к вакуумной установке (аспиратору). Всасывающий эффект достигается либо за счет подключения к аспиратору или при помощи шприца (не менее 50 мл). Маточный манипулятор поставляется вместе с атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Стержень: диаметр не менее 4 мм, длина: не более 250 мм Наконечник с резьбой: диаметр не менее 6,5мм, длина: не более 90 мм Зонд-расширитель: длина не более 330мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: наконечник, 2 редуктора, всасывающая трубка с Y-образным разъемом. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности – 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.				
2	Маточный манипулятор для тотальной гистерэктомии	Назначение: Хирургический маточный манипулятор является одноразовым медицинским устройством, предназначенным исключительно для гинекологических операций. Устройство должно использоваться только квалифицированными и опытными практикующими врачами. Применение: Одноразовый хирургический маточный манипулятор предназначен для раскрытия матки (то есть проникновение внутрь и вокруг брюшной полости). Кроме того, устройство позволяет обследовать заднюю часть влагалища в случае полной гистерэктомии, при сохранении пневмоперитонеума. Описание: Одноразовый хирургический маточный манипулятор включает в себя стальной стержень с рукояткой для манипулирования на одном конце и острый винтовой наконечник на другом. Перфорирующий направляющий клапан из пластика может свободно вращаться и перемещаться, что позволяет проводить точную перфорацию (удаление матки). Баллон позволяет гарантировать сохранение пневмоперитонеума в брюшной полости. К баллону подсоединена трубка с разъемом Люер-лок и клапаном на конце для присоединения к шприцу, посредством которого раздувается баллон. В конце операции рукоятка баллона (соединена с баллоном) позволяет поддерживать пневмоперитонеум. Маточный манипулятор поставляется вместе с	штука	7	58500	409500,0

	атравматическим зондом – расширителем для калибровки шейки матки. Зонд-расширитель длиной не более 330 мм имеет два конца – узкий и широкий, узким концом определяется длина полости матки. Характеристика: Маточный манипулятор: длина не более 480 мм Стержень: диаметр не более 4 мм, длина: не более 380 мм (рабочая длина не менее 300 мм) Наконечник с резьбой: диаметр не более 6 - 16 мм, длина: не более 80 мм Зонд-расширитель: длина не более 330 мм Стандартный комплект поставки: Зонд-расширитель, маточный манипулятор, оснащенный: перфорирующий направляющий клапан, баллон, рукоятка баллона. Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°C до 35°C, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности - 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом.				
--	--	--	--	--	--

- Организатору закупок «КГП «Федоровская РБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе Заказчика.

- Победителю представить организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

- 1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";
- 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего деятельность);
- 3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);
- 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);
- 5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»;
- 6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;
- 7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);
- 8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил.
- 9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

Главный врач

Сыргабаев М.С.

