

Техническая спецификация

№ п/п	Критерии	Описание			
1		Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру			
1	Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным регистром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)				
2	Наименование МТ, относящейся к средствам измерения (с указанием модели, наименования производителя, страны)				
3		Основные комплектующие			
	Требования к комплектации	I	Амбулаторный регистратор ЭКГ по Холтеру	Память внутренняя Период записи до 168 часов (7 суток) Размеры 67 x 93 x 21 мм ЖК дисплей 48 x 28 мм Вес 92 гр. (без батареи и ЭКГ кабеля) Кнопки управления: 3 кнопки управления меню, 1 – событие Питание: батарея AA – 1 шт Частота дискретизации: 300, 600, 1200 Гц	1 шт.

			12 бит Распознавание кардиостимулятора аппаратное Связь с ПК через мини USB Количество каналов 3 или 12 (7 или 10 проводов) Носитель данных не менее с новейшим программным обеспечением и пользовательской документацией	
	Дополнительные комплектующие			
	2	ЭКГ кабель	ЭКГ кабель с 7 или 10 отведенными	1 шт.
	3	USB кабель	Кабель для соединения с ПК	1 шт.
	4	Набор одноразовых электродов для ЭКГ	Одноразовые электроды для присоединения с ЭКГ кабелем, 1 упаковка – 30 штук	1 упаковка
	5	Сумка для аппарата	Чехол для переноски и транспортировки оборудования без комплектующих. Изготовлен из тканевой основы.	1 шт.
	Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
	6	Батареи типа AA	Батареи питания	1 шт.
	7	Руководство пользователя	Руководство по эксплуатации	1 шт.
4	Требования к условиям эксплуатации Условия работы: темп. окружающей среды +10 to +45 °C Влажность 10 to 95 % Атмосферное давление 70 to 106 кПа Условия хранения: темп. окружающей среды -20 to +50 °C Влажность 10 to 95 %			

