

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений согласно Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729

«Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»

1. Наименование и адрес заказчика (организатора) закупа: КГП «Федоровская ЦРБ» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее – Больница), 111900, с.Федоровка, ул. К.Либкнехта, 1

2. Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств, наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники (далее – товары), объем закупа, сумма выделенная для закупа по каждому товару:

| № п/п | Наименование      | Характеристика |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ед. изм. | Кол-во | Сумма, выделенная для закупа (тенге) |
|-------|-------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------|
| 1     | Электрокардиограф | 1.             | Отведения ЭКГ                           | 12 параллельных отведений ЭКГ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | штука    | 1      | 399 500,0                            |
|       |                   | 2.             | Размеры                                 | 296 x 305.5 x 92.5 мм, прибл. 2.98 кг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                                      |
|       |                   | 3.             | Фиксирующие каналы                      | 3, 6, 12 каналов (60 секунд)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |                                      |
|       |                   | 4.             | Чувствительность                        | 5, 10, 20 мм/мВ и auto (I – aVF: 10мм/мВ, V1-V6: 10мм/мВ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |                                      |
|       |                   | 5.             | Выбор скорости печати                   | 12.5, 25, 50 мм/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                      |
|       |                   | 6.             | Частота амплитудно-импульсной модуляции | 500 импульсов/сек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                      |
|       |                   | 7.             | Фильтры                                 | Сетевой (50/60 Гц, -20dB или лучше)<br>Фильтр ЭМГ (25-35 Гц, -3dB или лучше)<br>Базовая линия (0.1 Гц, -3dB или лучше)<br>Фильтр нижних частот (выкл., 40 Гц, 100 Гц, 150 Гц)                                                                                                                                                                                                                      |          |        |                                      |
|       |                   | 8.             | Дисплей                                 | ЖК-дисплей 2x16 знаков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                                      |
|       |                   | 9.             | ЖК-дисплей                              | Чувствительность, скорость, состояние фильтра, ЧСС./форма печати, отведение ритма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |        |                                      |
|       |                   | 10.            | Индикатор LED                           | Качество сигнала, источник питания, батарея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |        |                                      |
|       |                   | 11.            | Данные пациента                         | Индивидуальный номер, имя, возраст, пол, рост, вес                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |        |                                      |
|       |                   | 12.            | Основные параметры                      | ЧСС, PR, QRS, QT/QTc, оси P-R-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |                                      |
|       |                   | 13.            | Записывающее устройство                 | Термальная печатающая головка, тип бумаги - термобумага/в рулонах<br>Ширина бумаги: формат А4: 210мм или 8.5 дюймов;<br>Длина: формат А4: 300мм или 11 дюймов (эффективная ширина записи: 204мм)<br>Разрешающая способность: вертикально - 8 точек/мм./горизонтально- 16т/мм)                                                                                                                      |          |        |                                      |
|       |                   | 14.            | Электропитание                          | Собственный шум: 20 [Л(р-р)макс.<br>Входной контур: незаземленный вход<br>Вход пациента полностью изолирован, защита от дефибрилятора<br>Входящий импеданс: не более 10 МП<br>Диапазон входного сигнала: 5±мВ<br>Коэффициент ослабления симфазного сигнала: >100 дБ<br>Смещение постоянной составляющей: ±300 мВ<br>Время: 3.2 секунды/ток утечки < 10 мкА<br>Частота цифровой записи 0.005-150 Гц |          |        |                                      |
|       |                   | 15.            | Контроль качества сигнала               | Определение изолированного отведения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |        |                                      |
|       |                   | 16.            | Энергопотребление                       | АС или встроенный аккумулятор 100-240//АС 50/60Гц, 1.0-0.5А, 60В макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                                      |
|       |                   | 17.            | Емкость батареи                         | 1 час обычного режима пользования (примерно 100 автоматических распечаток ЭКГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |                                      |
|       |                   | 18.            | Связь                                   | Соединение с ПК через интерфейс RS-232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |        |                                      |

