

**Протокол об итогах
к объявлению № 14 по закупкам способом тендера по закупку медицинского изделия.**

с. Фелоровка

«29» июня 2022 года

1. Тендерная комиссия в составе:
Шугурмаков С.К. – и.о. главного врача, председатель комиссии
Анисимова Е.В., – главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии
Сынча А.В. – юрист, член комиссии
Гуша С.В. – бухгалтер по государственным закупкам, секретарь комиссии.
Провела тендер по государственным закупкам медицинского изделия.

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Офтальмоскоп	штука	1	570 000

2. Сумма, выделенная для закупки 570 000,00 (пятьсот семьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
3. Следующие заявки на участие в тендере были представлены:

№	Наименование поставщика, адрес	БИН (ИНН)	Время и дата регистрации конверта
1	ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28	080140016569	16.06.2022 9 часов 09 минут

ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Офтальмоскоп	Штука	1	570 000

4. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан № 375 от 04.06.21 г. Комиссия решила допустить ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28.

Анализ тендерных заявок показал, что потенциальные поставщики предоставили полный пакет документов, подтверждающих их соответствие квалификационным требованиям.

5. Тендерная комиссия рассмотрела цену и другие условия тендерной заявки, на соответствие их тендерной документации:

№ лота	Наименование товара	Выделенная сумма по лоту	ТОО «Норд Реактив»
1	Офтальмоскоп	570 000	570 000

Экспертиза технических характеристик предложенного изделия, проведенная на основании представленной спецификации от потенциального поставщика, позволяет сделать следующий вывод:

По лоту № 1 «Офтальмоскоп»

Таблица сравнения технических характеристик:

Параметр	Офтальмоскоп Neitz BXa-13. Производитель: Neitz instruments Co., Ltd, Япония, РК-МП-5№- 019472 от 12.09.2019 г. (ТОО «Норд Реактив»)
Батарейная рукоятка.	
Диапазон корригирующих линз: -36 ~ +36 шаг 1 дптр.	
Диафрагмы: открытая, средняя, точечная, щелевая, концентрическая шкала, зеленый фильтр	
Фильтры: скрепленный линейный поляризующий (на осветителе и на окуляре), фильтр 4000 град.К.	
Плавная регулировка яркости	Соответствует
Лампы: 3В, 2Вт. (L-30)	
<i>Встроенные поляризационные светофильтры</i> Могут быть использованы как в осветительной, так и в оптической частях офтальмоскопа. Их использование позволяет минимизировать отражение света от роговицы при осмотре. Вращением одного из фильтров можно добиться оптимального соотношения яркости изображения и бликов на	

роговице.

Яркое освещение

Сочетание высококачественной оптики, эффективной зеркальной системы освещения и высокой яркости галогеновой лампы обеспечивает четкую проработку деталей и яркую неискаженную цветопередачу.

Большой набор корректирующих линз

Корректирующие линзы от -36D до +35D позволяют получить точнейшую фокусировку изображения сетчатки. Непрерывное вращение диска установки коррекции позволяет плавно изменять коррекцию даже при большом перепаде значений.

Индикатор коррекции

Индикатор силы корректирующих линз показывает действительное значение и не требует прибавлять или вычитать значение вспомогательной линзы при максимальных значениях коррекции. А благодаря внутренней подсветке он хорошо виден даже в затемненном помещении.

Удобное управление диафрагмой и светофильтрами

Отдельные диски для включения светофильтров и изменения диафрагмы позволяют использовать цветовой фильтр 4000° K или поляризационный фильтр с любой диафрагмой.

Диафрагмы

Набор диафрагм включает стандартную диафрагму, уменьшенную диафрагму для осмотра макулярной области, щелевую диафрагму, концентрическую шкалу и бесцветный светофильтр.

Защита от пыли

Вся оптическая и осветительная система находится в головке офтальмоскопа. В нерабочем состоянии все оптические части закрываются защитными шторками.

Запасная лампочка в стандартном комплекте поставки.

Апертуры

Следующие апертуры могут быть выбраны при помощи колеса настройки апертуры.

Апертура	Функция
маленький круг	для снижения рефлексии малого зрачка
большой круг	для стандартного обследования глазного дна
Градированное перекрестие	для топографической оценки ретиальных изменений
светящаяся пель	для исследования рельефа глазного дна

Фильтр

Если использовать переключатель настройки апертуры, то можно использовать следующие фильтры:

Фильтр	Функция
Фильтр без красного спектра	Для увеличения контраста для оценки изменений в тончайших сосудах, например, ретиального кровоизлития
Поляризационный фильтр	Для точной оценки цвета тканей и сокращения роговичных рефлексов

Офтальмоскоп Neitz BXa-13, Производитель: Neitz instruments Co., Ltd, Япония (ТОО «Норд Реактив»), полностью соответствует требованиям тендерной документации.

Тендерная комиссия рассмотрела и сопоставила тендерные заявки и путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Ганева 6/1-28.

Эксперты из профильных специальностей не привлекались

Заказчику КТП «Федоровская районная больница» УзаКо на основании п.83 Параграфа 4 осуществить закуп способом из одного источника:

1. по лоту № 1 с поставщиком - ТОО «Норд Реактив», г. Костанай, ул. Гашека 6/1-28. на сумму 570 000,00 (пятьсот семьдесят тысяч) тенге 00 тьын.

Секретарю тендерной комиссии Гупца С.В.:

- 1) В течении трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, уведомить потенциальных поставщиков принявших участие в тендере о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе Заказчика или Организатора закупок.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 голоса (Шугурмаков С.К., Анисимова Е.В., Сыпча А.В.)

Против – 0 голосов

Председатель тендерной комиссии

Шугурмаков С.К.

Заместитель председателя

Анисимова Е.В.

Член комиссии

Сыпча А.В.

Секретарь тендерной комиссии

Гупца С.В.

