

Техническая спецификация

Лот №1 Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте.

№ п/п	Критерии	Описание								
1	Наименование медицинского изделий, требующего сервисного обслуживания (далее – МИ ТСО) (в соответствии с государственным реестром МИ ТСО с указанием модели, наименования производителя, страны)	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе в комплекте: пластиковый кейс, мундштуки одноразовые в количестве 200 штук, зарядное устройство для алкотестера (Printer Mobile, предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов). С предоставлением сертификата о поверке в СИ не ранее января 2024 года, в подразделении государственной метрологической службы Республики Казахстан.								
2	Наименование МИ ТСО, относящейся к средствам измерения(с указанием модели, наименования производителя, страны)	Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан 29.11.2019 года за № KZ.02.01.00388-2019 Действителен до 29.11.2024 года								
3	Требования к комплектации	<table><tr><th>№ п/п</th><th>Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)</th><th>Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике</th><th>Требуемое количество (с указанием единицы измерения)</th></tr><tr><td>1.</td><td>Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе</td><td>Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для мобильного использования: полицейскими службами, медицинскими учреждениями, промышленными предприятиями Принцип измерения: Электрохимический сенсор DrägerSensor в исполнении 1/4"; специально для обнаружения алкоголя Диапазон измерения: от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона Отбор образца: Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора Готовность к работе: приблизительно через 2 с после включения</td><td>1 штука</td></tr></table>	№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)	1.	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для мобильного использования: полицейскими службами, медицинскими учреждениями, промышленными предприятиями Принцип измерения: Электрохимический сенсор DrägerSensor в исполнении 1/4"; специально для обнаружения алкоголя Диапазон измерения: от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона Отбор образца: Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора Готовность к работе: приблизительно через 2 с после включения	1 штука
№ п/п	Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий)	Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике	Требуемое количество (с указанием единицы измерения)							
1.	Газоанализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе	Предназначен для быстрого определения степени алкогольного опьянения путем измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе. Для мобильного использования: полицейскими службами, медицинскими учреждениями, промышленными предприятиями Принцип измерения: Электрохимический сенсор DrägerSensor в исполнении 1/4"; специально для обнаружения алкоголя Диапазон измерения: от 0 до 2,5 мг/л; индикация на дисплее при превышении измерительного диапазона Отбор образца: Стандартный: автоматический отбор образца при достижении минимального объема. Также возможен пассивный отбор образца или ручной запуск отбора Готовность к работе: приблизительно через 2 с после включения	1 штука							

		Вывод результатов измерения на дисплей прил. через 3 с (при 0 мг/л); прил. через 10 с (при 0,5 мг/л, комнатной температуре) Диапазон температур при эксплуатации -5 ... +50 °С Дисплей Графический ЖК-дисплей с подсветкой экрана; 41 x 24 мм (128 x 64 пикселя) Светодиодный индикатор 3-цветный, для поддержки уведомлений и предупреждений Звуковой сигнализатор Различные звуковые сигналы для поддержки уведомлений и предупреждений Память данных Хранение результатов последних 5000 результатов с указанием номера, даты и времени проверки Электропитание Две батареи АА или NiMH аккумуляторы; индикация питания на дисплее. Один комплект батарей позволяет выполнить около 1500 тестов. NiMH аккумуляторы можно подзаряжать прямо в алкотестере. Калибровка Калибровка влажным или сухим газом Размеры (Д x Ш x В), вес 147 x 65 x 39 мм, прил. 260 г Настройка прибора Настройка прибора через меню (после ввода PIN-кода). Не требуется дополнительное программное обеспечение для ПК Вибро- и ударостойкость Согласно EN 60068-2-6, EN 60068-2-27, EN 60068-2-64, MIL-STD 810F Маркировка ЕС Директива 89/336/EWG (электромагнитная совместимость) Интерфейсы передачи данных USB для ПК; оптический интерфейс для принтера Стандарт соответствует EN 15964 Класс защиты IP 54 Комплектация: Газоанализатор: 1 шт. Пластиковый кейс: 1 шт. Батарея (тип АА, щелочные батареи, перезаряжаемые): 2 шт. Казахстанская поверка не ранее: сентябрь 2022 года. Мунштук для газоанализатора. Количество мунштуков в упаковке, штук: не менее 200 Технология: „вставь и защелкни“
	2.	Мунштук для газоанализатора

		3.	Зарядное устройство	Предназначено для зарядки NiMH аккумуляторов 1 штука.
4	Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)			
5	Срок поставки медицинской техники и место дислокации		DDP	
6	Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц		Место поставки: Костанайская область, Федоровский район, село Федоровка, ул. К.Либкнехта 1 Срок поставки: 30 календарных дней. Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замену или восстановление отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий	

Главный врач





Абдалым М.С.